

Tiden	
Bij een kamertemperatuur van 23°C/73°F gelden de volgende tijden:	
	min:sec
Activeren van de capsule	0:02
Mengen in de RotoMix	0:08
of	
Mengen in het hoge-frequentie mengapparaat, bijv. CapMix	0:10
Verwerken vanaf het mengbegin	1:30
Uitharden vanaf het mengbegin	7:00
Bij kamertemperaturen boven 23°C/73°F wordt de uithardings tijd korter.	
Wanneer de verwerkingstijd wordt overschreden, hecht het materiaal minder goed aan het glazuur en het dentine.	
Kortere mengtijden verlengen, langere mengtijden verkorten de verwerkings- en uithardings tijd. De mengtijd kan in hoge-frequentie mengapparaten worden gekozen binnen een bereik van 8-10 sec. en in de RotoMix van 6-8 sec.	

Bescherming van de vulling

Glasionomeeren harden in twee fasen uit en zijn tijdens de eerste uithardingsfase niet vochtbestendig. Daarna bestaat het risico van uitdroging, die door het gebruik van Ketac™ Glaze, vervaardigd uit 3M ESPE, direct na het modelleren voorkomen kan worden.

- Ketac Glaze aanbrengen op alle vrijliggende vlakken van het glaslonomeer-cement en laten uitharden door 10 sec. te belichten.

Afwerken

- Minimaal 7 min na het mengbegin afwerken met arkansassteentjes, fijnkorrelige diamantboren, polijstschijven met afnemende korrelgrootten of siliconen polijstpoints.
- Desgewenst voor het sealen van het oppervlak nogmaals Ketac Glaze aanbrengen en 10 sec belichten.

Bewaren en houdbaarheid

Het product bij 15 – 25°C/59 – 77°F bewaren.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwizing.

Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE. INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie september 2008

	
	

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή του προϊόντος
To Ketac™ Fil Plus Aplicap™, που αποτελεί προϊόν της 3M ESPE, είναι ένα υαλοϊονομερές εμφρακτικό υλικό σε μορφή κάψουλας. Είναι διαθέσιμο στα χρώματα Α1/ανοικτό, Α2/ανοικτό-κίτρινο, Α3/κίτρινο, Α3,5/καφέ, Α4/κίτρινο-καφέ, C2/γκρι, C3/γκρι-καφέ, DGO/σκούρο-γκρι. Η ποσότητα εντός της κάψουλας ανέρχεται το λιγότερο σε 0,11 ml. Για λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα αναφερόμενα προϊόντα παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις σχετικές πληροφορίες χρήσεως.

❗ Οι πληροφορίες χρήσεως ενός προϊόντος θα πρέπει να φυλάσσονται κατά το διάστημα της χρήσης του.

Τομείς εφαρμογής

- Εμφράξεις ΙΙΙ και V ομάδας
- Αυχενικές διαβρώσεις σφηνοειδείς
- Μικρές εμφράξεις Ι ομάδας
- Εμφράξεις νεογίων
- Ανασυστάσεις δοντιών, στα οποία θα κατασκευαστούν στεφάνες
- Εμφράξεις οπών και οχιωμών

Προληπτικά μέτρα

Το φύλλα δεδομένων ασφαλείας της 3M ESPE μπορείτε να τα βρείτε μέσω του δικτυακού τόπου www.mmm.com ή απευθυνόμενοι στο τοπικό υποκατάστημα της 3M ESPE.

Παρασκευή

- Αφαιρέστε μονάχα τους τερηδονιαμένους οδοντικούς ιστούς. Υποσκαφές δεν κρίνονται απαραίτητες.
- Οι παρασκευές να μην καταλήγουν σε όρια λεπτού πάχους. Για το υλικό απαιτείται πάχος τοιχωμάτων 0,5 mm.

Προσασία του πολφού

- Για να αποφευχθούν δυσμενείς επιδράσεις επί του πολφού, πρέπει να καλυφθούν οι πλησιον του πολφού εκόμενες περιοχές κατά σημεία με ένα παρασκευάσμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

Προετοιμασία (conditioning) των οδοντικών ιστών

- Για να έχετε ιδανική χημική πρόσφυση στους οδοντικούς ιστούς, αφαιρέστε σχολαστικά το στρώμα ξεσμάτων που δημιουργήθηκε κατά την παρασκευή του δοντιού εφαρμόζοντας το Ketac Conditioner, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE, στις παρασκευασμένες επιφάνειες και αφήστε το να δράσει για 10 δευτερόλεπτα.
- Ξεπλύνετε στη συνέχεια με άφθονο νερό.
- Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2–3 σύντομα διαστήματα φυσώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τούλιπα βάμβιακος. Μην προβαίνετε σε υπέρμετρο στεγνώμα! **Η κοιλότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζεται ματ γυαλιστερή.** Υπέρμετρο στεγνώμα μπορεί να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της έμφραξης σε μετεγχειρητικές ενοαιμορροές.
- Αποφύγετε την εκ νέου επιμόλυνση.

Ενεργοποίηση, ανάμιξη, τοποθέτηση

- Ενεργοποιήστε τις κάψουλες για 2 δευτερόλεπτα με τον Aplicap™ Activator. Η Aplicap Activator και ο Applier φέρουν κόκκινη ένδειξη.
- Αναμίξτε σε μία συσκευή ανάμιξης υψηλής συχνότητας με περίπου 4300 ταλαντώσεις ανά λεπτό, όπως π.χ. το CapMix™ ή η περιστροφική συσκευή RotoMix™.
- Τοποθετήστε με το Aplicap™ Applier (εργαλείο τοποθέτησης). Κατά την τοποθέτηση αποφύγετε οποιαδήποτε επιμόλυνση.

Όλα τα προϊόντα παράγονται από ή για την 3M ESPE.

Προσοχή

- Αποφύγετε οπωσδήποτε τους χρόνους αναμονής μεταξύ ενεργοποίησης, ανάμιξης και τοποθέτησης, μια και η έναρξη της πήξης του υλικού δυσχεραίνει ή αποτρέπει την τοποθέτηση.
- Το Ketac Fil Plus Aplicap προσφύεται σε μεταλλικά εργαλεία και πρέπει γι' αυτόν το λόγο να ξεπλένονται πριν την πήξη του με κρύο νερό.

Χρόνοι

Στους 23°C/73°F θερμοκρασίας δωματίου ισχύουν οι ακόλουθοι χρόνοι εργασίας.

	min:sec
Ενεργοποίηση της κάψουλας	0:02
Ανάμιξη στον RotoMix	0:08
ή	
Ανάμιξη στον αναμίκτη υψηλής συχνότητας π.χ. στον CapMix	0:10
Χρόνος εργασίας από την έναρξη της ανάμιξης	1:30
Πήξη από την έναρξη της ανάμιξης	7:00

Σε θερμοκρασίες δωματίου που υπερβαίνουν τους 23°C/73°F επιταχύνεται η πήξη.

Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας οδηγεί σε απώλεια της πρόσφυσης σε αδαμντινή και οδοντινή. Οι μικρότεροι χρόνοι ανάμιξης αυξάνουν το συνολικό χρόνο εργασίας και πήξης, οι μεγαλύτεροι, αντίθετα, τον ελαττώνουν. Ο χρόνος ανάμιξης μπορεί να μειωθεί κατά 8–10 δευτερόλεπτα σε συσκευές ανάμιξης υψηλής συχνότητας και κατά 6–8 δευτερόλεπτα στον RotoMix.

Προσασία της έμφραξης

Το υαλοϊονομερή πήζουν σε δύο φάσεις και κατά την πρώτη φάση της πήξης τους είναι ευαίσθητα στην υγρασία. Στη συνέχεια υφίσταται η πιθανότητα της αφυδάτωσης τους, η οποία μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση του Ketac™ Glaze, που αποτελεί προϊόν της 3M ESPE, αμέσως μετά την τοποθέτηση. ► Τοποθετήστε το Ketac Glaze σε όλες τις ελεύθερες επιφάνειες της υαλοϊονομερούς κονίας και διενεργήστε φωτοπολυμερισμό για διάστημα 10 δευτερολέπτων.

Επεξεργασία

- Επεξεργαστείτε το υλικό το νωρίτερο 7 λεπτά μετά την έναρξη της ανάμιξης του με τροχολιθόκια Arkansas, λεπτόκοκκα διαμάντια, δίσκους λείανσης με συνεχώς ελαττούμενο μέγεθος κόκκων ή σλικονούχα ελαστικά.

- Εάν το επιθυμείτε, τοποθετήστε και πάλι Ketac Glaze για την κάλυψη της επιφάνειας και φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα.

Αποθήκευση και λήξη

Το προϊόν να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 15–25°C/59–77°F.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του.

Πληροφόρηση πελατών

Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιοσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγών.

Εγγύηση

Η 3M ESPE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M ESPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχρέωση της 3M ESPE θα είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M ESPE.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M ESPE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Κατάσταση πληροφοριών Σεπτέμβριος 2008

	
	

SVENSKA

Προductbeskrivning

Ketac™ Fil Plus Aplicap™, tillverkad av 3M ESPE, är ett glasjonomer-fyllnings-material i kapsel och finns i färgerna A1/ljus, A2/ljus-gul, A3/gul, A3,5/brun, A4/gul-brun, C2/grå, C3/grå-brun, DGO/mörk-grå. Användbar mängd per kapsel är minst 0,11 ml. Var god se respektive bruksanvisning för detaljer om alla nämnda produkter.

- ❗ Spara bruksanvisningen under produktens hela användningstid.

Användningsområden

- Klass III- och V-fyllningar
- Kilformade defekter
- Små klass I-fyllningar
- Fyllningar i mjölkätänder
- Påbyggnadsfyllningar inför kronterapi
- Fissurförsegling

Försiktighetsåtgärder

Det går att hämta säkerhetsdatablad från 3M ESPE på www.mmm.com eller genom att kontakta din lokala filial.

Preparation

- Avlägsna endast karies tandsubstans, underskär behövs ej.
- Preparera inte för tunna kanter, för materialet måste en kavitetsvägg på minst 0,5 mm vara säkerställd.

Pulpaskydd

- För att förebygga pulpairritation skall områden nära pulpan punktuellt täckas med ett kalciumhydroxidpreparat.

Konditionering

- För att uppnå optimal kemisk binding till tänderna måste man grundligt avlägsna det smear layer som bildas vid preparationen. Applicera Ketac Conditioner, som tillverkas av 3M ESPE, på de preparerade ytorna och låt det verka i 10 sekunder.
- Skölj därefter rikligt med vatten.
- Torrblåstra kaviteten i 2–3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torka med bomullspelletts. Dehydrera inte! **Kaviteten skall inte vara torrare än att ytan är mattglänsande.**
- Torrblåstra kaviteten i 2–3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torka med bomullspelletts. Dehydrera inte! **Kaviteten skall inte vara torrare än att ytan är mattglänsande.**

- Undvik ytterligare kontaminering.

Aktivering Blandning Applicering

- Aktivera kapslarna med Aplicap™ Aktivator i 2 sekunder. Aplicap Aktivator och Applier är rödmarkerade.
- Blanda i en högfrekvensblandare med ca 4300 varv per minut, t.ex. CapMix™ eller i rotationsblandaren RotoMix™.
- Applicera med Aplicap™ Applier. Undvik all kontamination under appliceringen. Alla produkterna är tillverkade av eller för 3M ESPE.

Obs!

- Undvik under alla omständigheter väntetider mellan aktivering, blandning och applicering eftersom materialet då börjar stelna vilket försvårar eller helt förhindrar appliceringen.
- Ketac Fil Plus Aplicap håftar vid metallinstrument och bör därför sköljas bort med kallt vatten innan det stelnar.

Tider

Vid rumstemperatur (23°C/73°F) gäller följande tider:

	min:sek
Aktivering av kapsel	0:02
Blandning i RotoMix	0:08
Eller	
Blandning i högfrekvensblandare, t.ex. CapMix	0:10
Bearbetning fr.o.m. blandningens början	1:30
Hårdning fr.o.m. blandningens början	7:00

Vid rumstemperaturer över 23°C/73°F påskyndas stelnandet.

Om bearbetningstiden överskrids håftar inte materialet vid emalj och dentin. Kortare blandningstider ger längre, längre blandningstider ger kortare bearbetnings- och stelningstider. Blandningstiden kan avkortas med 8–10 sekunder i högfrekvensblandare och 6–8 sekunder i RotoMix.

Skydd av fyllning

Glasjonomerer hårdar i två steg och är känsliga för fukt under den första hårdningsfasen. Därefter kan dehydratisering uppstå, vilket kan förhindras genom att använda Ketac™ Glaze, tillverkad av 3M ESPE, direkt efter modelleringen. ► Applicera Ketac Glaze på alla friliggande ytor av glasjonomercementet och ljushårda i 10 sekunder.

Efterbearbetning

- Efterbearbeta tidigast 7 minuter efter blandningens början med små Arkansassten, finkornig diamant, slipskivor i avtagande korntorlek eller polerare för silikonfyllningar.
- Vid behov kan Ketac Glaze appliceras ytterligare en gång för yttförsegling. Ljushårda i 10 sekunder.

Lagring och hållbarhet

Förvara produkten vid 15–25°C/59–77°F.

Används inte efter utgången förbrukningsdatum.

Kundinformation

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M ESPE garanterar att denna produkt är fri från material och tillverknings-defekter. 3M ESPE UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDER-FÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SVFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M ESPEs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M ESPE inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedryad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Informationsutgåva, september 2008

	
	

FIN SUOMI

Tuoteseloste

Ketac™ Fil Plus Aplicap™, 3M ESPE:n valmistama, on kapselisekoittainen lasi-ionomeeri-täyttemateriaali. Saatavissa ovat värit A1/vaalea, A2/vaaleankeltainen, A3/keltainen, A3,5/ruskea, A4/kellanruskea, C2/harmaa, C3/harmaanruskea, DGO/tummanharmaa.

Yhden kapselin riittäisyys on vähintään 0,11 ml.

Katso kaikkien mainittujen tuotteiden yksityiskohtat vastaavista käyttöohjeista.

- ❗ Tuotteen käyttöohjeet tulee säilyttää koko sen käytön ajan.

Käyttöalueet

- Kaviteettiukaan III ja V täytteet
- Harjauskulmat
- Kaviteettiukoika I:n pienet täytteet
- Maitohammastäytteet
- Hampaan täytteet ennen kruunupreparointia
- Fissuurapinnoitteet

Varotoimet

3M ESPE käyttöturvatiedotteet (KTT) saa osoitteesta www.mmm.com tai Suomen tytäryrityksestä.

Preparointi

- Alnoastaan karioitunut hammasaines poistetaan, allomenoja ei tarvita.
- Ohenevia reunoja ei saa tehdä, materiaalle on taattava 0,5 mm:n seinämävahvuus.

Pulpan suojaus

- Pulpan ärsytyksen välttämiseksi tulisi pulpanläheiset alueet suojata pistemäisesti kalsiumhydroksidilaimisteella.

Esikäsittely

- Poista preparoinnin aikana muodostunut porausjätekerros perusteellisesti, jotta optimaalinen kemiallinen sitoutuminen saavutetaan. Käytä preparoiduille pinnoille 3M ESPE:n valmistamaa Ketac Conditioneria ja anna aineen vaikuttaa 10 sekuntia.
- Huuhteile alue sitten runsaalla vedellä perusteellisesti.
- Puustaa kaviteetti kuivaksi 2–3 lyhyellä puhalluksella. Ilman tulee olla vedetöntä ja öljytöntä. Kaviteetin voi myös kuivata vanurullalla. Älä ylikuivaa!
- Kaviteetin tulee olla juuri niin kuiva, että pinta näyttää mattamaisen kiiltävältä.** Lian voimakas kuivaus paineimalla voi aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen.
- Vältä uudeleen kontaminointia.

Aktivointi, Sekoitus ja Annostelu

- Kapselit aktivoidaan Aplicap™aktivaattorilla 2 sekuntia. Aplicap-aktivaattori ja annostelija on merkitty punaisella.
- Sekoitetaan suurtaajuussekoittimessa n. 4300 värähdyksellä/min, esim. CapMix™ tai rotatiosekoittimessa RotoMix™.
- Annostellaan Aplicap™-annostelijalla. Annostelun aikana on vältettävä kontaminaatiota.

Kaikki tuotteet ovat 3M ESPE:n valmistamia tai valmistettu 3M ESPE:ä varten.

Huomio

- Aktivoinnin, sekoituksen ja annostelun välillä on ehdottomasti vältettävä odotusaikoja, koska materiaalin alkava kovettuminen vaikeuttaa tai estää sen annostelua.
- Ketac Fil Plus Aplicap kiinnittyy metalli-instrumenteihin, jotka tulisi siksi pestä ennen kovettumista kylmällä vedellä.

Ajat

23°C/73°F:n huoneenlämpötilassa noudatetaan seuraavia aikoja:

	min:s
kapselin aktivointi	0:02
sekoitus RotoMix:ssä	0:08
tai	
sekoitus suurtaajuussekoittimessa, esim. CapMix	0:10
työstö sekoituksen alusta	1:30
kovettuminen sekoituksen alusta	7:00

Kovettuminen nopeutuu yli 23°C/73°F:n huoneenlämpötiloissa. Työstäjän yllättäminen johtaa kiitteen ja dentiniin kiinnittymisen heikkenemiseen. Lyhyemmän sekoitusajat pidettävät ja pidemmän lyhentävät työstö- ja kovetu-misaikaa. Sekoitusaikaa voidaan lyhentää 8–10 s suurtaajuussekoittimissa ja 6–8 s RotoMix:ssä.

Täytteen suojaus

Lasi-ionomeerit kovettuvat kahdessa vaiheessa ja ne ovat ensimmäisessä kovettumisvaiheessa alttiita kosteudelle. Tämän jälkeen saattaa ilmetä dehydraatiota, joka voidaan estää käyttämällä heti muuvalun jälkeen Ketac™ Glaze:a, 3M ESPE:n valmistama. ► Ketac Glaze:a levitetään kaikille vapaille lasionomeeri-sementtipinnoille ja valokovetaan 10 sekuntia.

Työn päättäminen

- Alkaisintaan 7 min. kuluttua sekoituksen aloittamisesta työstetään Arkansasvilla, hienojaksolla timanteilla, hiontakiekoilla karkeutta vähentäen tai silikonikillottimilla.
- Haluttaessa levitetään vielä Ketac Glaze:a pinnan sulkemiseksi ja valokovetaan 10 sekuntia.

Varastointi ja säilyvyys

Säilytä tuotetta 15–25°C/59–77°F lämpötilassa. Ei saa käyttää eräytymispäivämäärän jälkeen.

Asiakastietoa

Kennelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M ESPE sitoutuu vaihtamaan vialliseksi osoitetut tuotteensa uusiin.

3M ESPE ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti seuraavat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötaroitukseensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Tietojen antoaika Syskuu 2008

	
	

DANSK

Produktbeskrivelse

Ketac™ Fil Plus Aplicap™, fremstillet af 3M ESPE, er et glasjonomer-fyldningsmateriale i prædoserede kapsler. Der kan vælges mellem farverne A1/lys, A2/lys-gul, A3/gul, A3,5/brun, A4/gul-brun, C2/grå, C3/grå-brun, DGO/mørk-grå.

Den effektivt anvendelige mængde i en kapsel er mindst 0,11 ml.

Detaljer vedrørende alle efterfølgende produkter, fremgår af den pågældende bruksanvisning.

- ❗ Brugsanvisningen til et produkt skal gemmes, så længe produktet anvendes.

Indikationer

- Klasse III- og V-fyldninger
- Kileformede defekter
- Små klasse I-fyldninger
- Mælketandsfyldninger
- Opbygninger under kroner
- Fissurførsegling

Forholdsregler

3M ESPE leverandørbru